

DOCTIVE ORANGE BASTÃO

DOCTIVE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

O DOCTIVE ORANGE BASTÃO tem como função evidenciar placas bacterianas ou evidenciar infiltração em dentes que tenham sofrido algum tipo de fratura. O produto é indicado para procedimentos de evidenciação em clínicas odontológicas.

⚠️ AVISO

Este produto pode ser foto ativado com a luz azul de baixa potência para atribuir a Ação Pro-oxidante
Terapia Fotodinâmica (PDT)

COMPOSIÇÃO

Água destilada, Base para BASTÃO de Cúrcuma, Aroma e corante Alimentício.

COMPARAÇÕES ENTRE OS MODELOS

- **DOCTIVE ORANGE BASTÃO 0,5%** Possui 0,5% de concentração de Cúrcuma.
- **DOCTIVE ORANGE BASTÃO 0,1%** Possui 0,1% de concentração de Cúrcuma.

MECANISMO DE AÇÃO

O DOCTIVE ORANGE BASTÃO, quando em contato com o dente, é rapidamente

absorvido, destacando as placas ou fraturas existentes.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO

O DOCTIVE ORANGE BASTÃO é comercializado nos seguintes Kits:

Kit com 8 x 4g (Bastão):



- 8 embalagens laminadas contendo 8 bastões – (conforme ilustrado acima) com 4g de DOCTIVE ORANGE cada bastão.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Manter em local protegido de luz direta, calor e longe do alcance das crianças. Armazenar o produto em temperatura ambiente.

INSTRUÇÕES DE USO

- 1) Abrir a embalagem externa e verificar se as embalagens laminadas se encontram intactas;
- 2) Abrir a embalagem laminada, somente no momento da aplicação do produto;

3) O formato bastão facilita a aplicação nas áreas direcionadas pretendidas;

4) Aplicar o produto diretamente sobre o local onde se deseja identificar a placa ou infiltrações;

5) Após 60 segundos, lave o local de aplicação com água e observe se a coloração laranja é destacada nas áreas pretendidas;

6) Após a retirada da placa ou correção das infiltrações, o produto não deve permanecer junto aos dentes.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

- Utilização restrita do profissional Cirurgião Dentista;
- A aplicação deste produto deve estar restrita a área de tratamento;
- Este produto deve ser manipulado pelo operador com luvas de proteção.

EFEITOS COLATERAIS

Alguns pacientes podem experimentar certa irritação na língua em função ao contato de quantidades maiores do Cúrcuma. O Corante laranja pode fazer aparecer manchas de hipoplasia do esmalte (manchas laranja opacas).

CONTRAINDICAÇÕES

- Não misturar esta substância com oxidantes fortes como permanganato e água oxigenada;
- Não injete, nem use o DOCTIVE ORANGE BASTÃO em vasos sanguíneos.

CUIDADOS

Utilizar o DOCTIVE ORANGE BASTÃO até a data de validade.

LIMITAÇÕES

Não há relatos de limitações.

VALIDADE

O produto possui validade de um ano.

ANVISA

Nº 83241559002

Responsável Técnico
Kristian Sales Vieira
CRQ nº 04432356

Fabricado e Distribuído por:
DOCTIVE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EPP
CNPJ: 55.212.579/0001-48
Praça Coronel Vitoriano, 110
Sala 2 Centro Taubaté - SP
CEP:12020 020

/doctivebrasil
www.doctive.com.br