

## DOCTIVE ORANGE GEL

DOCTIVE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

O DOCTIVE ORANGE GEL tem como função evidenciar placas bacterianas ou evidenciar infiltração em dentes que tenham sofrido algum tipo de fratura. O produto é indicado para procedimentos de evidenciação em clínicas odontológicas.

### ⚠ AVISO

Este produto pode ser foto ativado com a luz azul de baixa potência para atribuir a Ação Pro-oxidante  
Terapia Fotodinâmica (PDT)

### COMPOSIÇÃO

Água destilada, Base para GEL de Cúrcuma, Aroma e corante Alimentício.

### COMPARAÇÕES ENTRE OS MODELOS

- **DOCTIVE ORANGE GEL 0,5%** Possui 0,5% de concentração de Cúrcuma.
- **DOCTIVE ORANGE GEL 0,1%** Possui 0,1% de concentração de Cúrcuma.

### MECANISMO DE AÇÃO

O DOCTIVE ORANGE GEL, quando em contato com o dente, é rapidamente

absorvido, destacando as placas ou fraturas existentes.

### FORMAS DE APRESENTAÇÃO

O DOCTIVE ORANGE GEL é comercializado nos seguintes Kits:

#### Kit com 2 x 10g (Bisnaga):



- 2 bisnagas – conforme ilustrado acima) com 10g de DOCTIVE ORANGE GEL;
- 2 espátulas de aplicação;
- 1 pote cristal de aplicação – conforme ilustrado acima)

### ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Manter em local protegido de luz direta, calor e longe do alcance das crianças. Armazenar o produto em temperatura ambiente.

### INSTRUÇÕES DE USO

- 1) Abrir a embalagem externa e verificar se as embalagens bisnagas encontram-se intactas;
- 2) Abrir a embalagem bisnagas, somente no momento da aplicação do produto;

3) Com a bisnaga pode-se utilizar o pote cristal e as espátulas para facilitar a aplicação do gel nas áreas pretendidas;

4) Aplicar o produto diretamente sobre o local onde se deseja identificar a placa ou infiltrações;

5) Após 60 segundos, lave o local de aplicação com água e observe se a coloração laranja é destacada nas áreas pretendidas;

6) Após a retirada da placa ou correção das infiltrações, o produto não deve permanecer junto aos dentes.

### INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

- Utilização restrita do profissional Cirurgião Dentista;
- A aplicação deste produto deve estar restrita a área de tratamento;
- Este produto deve ser manipulado pelo operador com luvas de proteção.

### EFEITOS COLATERAIS

Alguns pacientes podem experimentar certa irritação na língua em função ao contato de quantidades maiores do Cúrcuma. O Corante laranja pode fazer aparecer manchas de hipoplasia do esmalte (manchas laranja opacas).

### CONTRAINDICAÇÕES

- Não misturar esta substância com oxidantes fortes como permanganato e água oxigenada;
- Não injete, nem use o DOCTIVE ORANGE GEL em vasos sanguíneos.

### CUIDADOS

Utilizar o DOCTIVE ORANGE GEL até a data de validade.

### LIMITAÇÕES

Não há relatos de limitações.

### ANVISA

Nº 83241559002

### VALIDADE

O produto possui validade de um ano.

Responsável Técnico  
Kristian Sales Vieira  
CRQ nº 04432356

Fabricado e Distribuído por:  
DOCTIVE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EPP  
CNPJ: 55.212.579/0001-48  
Praça Coronel Vitoriano, 110  
Sala 2 Centro Taubaté - SP  
CEP:12020-020

 /doctivebrasil  
www.doctive.com.br