

doctive

blue - Gel Solution

É um fotossensibilizante com ação antisséptica, formulado com o Azul de Metileno, também conhecido como cloreto de metiltionínio, que combate rapidamente microorganismos existentes na cavidade oral, quando associado a luz correspondente, atua no combate da infecção local além de revelar a localização e extensão das lesões existentes.

O DOCTIVE-BLUE pode ser usado para tratar feridas infectadas por bactérias Gram positivas e Gram negativas. A terapia fotodinâmica com azul de metileno elimina ou inibe o crescimento dessas bactérias, o que reduz o tempo de reparo tecidual. O DOCTIVE-BLUE pode ser usado como agente de limpeza de ferimentos, ajudando na cicatrização. Uso em adultos e pediátricos.

Apresentação

2 unidades de Azul de Metileno 0,1%

PARA USO PROFISSIONAL

Cuidados e Precauções

DOCTIVE-BLUE é indicado para uso Profissional em consultório ou home care.

Em caso de sensibilidade, irritações, enjoos e reações similares seu uso deverá ser descontinuado.

Evitar contatos com os olhos, na sua ocorrência, lavar com água em abundância.

Manter fora do alcance de crianças.

Composição

Azul de metileno 0.1%, Base, veículo estabilizante, regulador acidulante, Edulcorante e Aroma alimentício.

Contraindicações

DOCTIVE-BLUE não é recomendado para uso em gestantes e lactantes por medida de precaução, embora não existam evidências científicas de danos direto ao feto ou recém-nascido; o uso em crianças deve ser criteriosamente avaliado pelo profissional. Não usar também em paciente alérgicos a corantes.

USAR ESSE PRODUTO COM AUXÍLIO DE ESPATULA
PARA EVITAR CONTAMINAÇÃO CRUZADA.

doctive

blue - Gel Solution

Instruções de Uso

Retirar o produto da embalagem e administrar aplicando no local lesionado. Potencializar a ação do azul de Metileno com a incidência de luz Vermelha, usando o aparelho LED\LASER, espere 30 segundos para ativar produto em contato com a superfície e Irradie durante 3 minutos consecutivos.

Condições de Armazenagem

O produto deve ser mantido refrigerado entre 5°C a 20°C, ou em temperaturas inferiores a 28°C. Manter protegido da luz solar direta e do calor.

Efeitos Indesejáveis / Adversos

Alguns pacientes podem experimentar certa irritação na língua garganta em função da deglutição de quantidades maiores do Azul de Metileno. Com o uso do Corante azul pode surgir manchas nas hipoplasias do esmalte (manchas azuis opacas); e pode apresentar a urina esverdeada. Pacientes com gengivas sensíveis, lesionadas ou em mal estado de saúde podem experimentar certa irritação causada pelo contato com o produto.

Prazo de Validade:

Vide embalagem.

Reg. Anvisa:

Indústria Brasileira

SAC: +55 43 3524.4855

www.trydal.com.br

trydal@trydal.com.br

Resp. Técnico:

Dhiego Alberto Vicentini

CRQ - IX 09.202.755

Fabricado e Distribuído por:

Perland Pharmacos Ltda.

CNPJ: 05.110.475/0001-54

Av. D. Pedro I, nº 1399

CEP - 86.300-000

Cornélio Procópio - PR - Brasil

Autorização MS 2.04.475-4

  /doctive.official

www.doctive.com.br

  /trydal.official  /trydal

trydal®

doctive 
PRODUTOS PARA SAÚDE



Reciclável